

บทที่ 13

การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายและบีโอดี

โดย ไพฑูรย์ หมายมั่นสมสุข
นักวิทยาศาสตร์ 8ว กรมโรงงานอุตสาหกรรม

13.1 บทนำ

ดัชนีคุณภาพน้ำที่เป็นใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพน้ำมีจำนวนมากหลายชนิด สำหรับดัชนีคุณภาพน้ำที่บ่งถึงความสกปรกของน้ำในรูปของสารอินทรีย์และการใช้ออกซิเจนละลายในน้ำที่ใช้กันโดยทั่วไปมีหลายชนิดแต่ที่ใช้กันมากคือ ปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen , DO) ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD) และค่าเปอร์แมงกาเนต (Permanganate Value, PV) แต่ดัชนีที่กล่าวมาทั้งหมดมิได้แสดงถึงปริมาณสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำโดยตรงแต่เป็นการแสดงค่าที่สามารถเชื่อมโยงหรือคาดการณ์ปริมาณเปรียบเทียบของสารอินทรีย์ในน้ำได้ สาเหตุที่เราไม่สามารถหาปริมาณสารอินทรีย์ในตัวอย่างน้ำได้โดยตรงหรือถ้าหาได้ก็จะต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์มากเป็นเหตุให้ไม่สะดวกและไม่ทันการณ์ที่เป็นเช่นนี้เพราะเป็นการยากที่จะวิเคราะห์หาว่ามีสารอินทรีย์ชนิดใดบ้างในตัวอย่างน้ำและมีปริมาณสารอินทรีย์แต่ละชนิดในตัวอย่างน้ำจำนวนเท่าใด ทั้งนี้เนื่องจากมีสารอินทรีย์จำนวนมากหลายชนิดที่ละลายหรือแขวนลอยปะปนกันอยู่ในน้ำ

ในที่นี้จะกล่าวถึงความหมายและคุณลักษณะของดัชนีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ออกซิเจนซึ่งจะสามารถบอกหรือแสดงหรือสามารถเชื่อมโยงไปถึงค่าอื่นใดได้บ้างและมีความสำคัญอย่างไร ดัชนีที่จะกล่าวถึงตัวแรกคือปริมาณออกซิเจนละลาย(Dissolved oxygen) หรือค่าดีโอ (DO) ดัชนีอันนี้เป็นดัชนีที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำนั้นว่ามีค่าน้อยเพียงใดเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำหรือไม่อย่างไรและจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยาโดยรวมหรือไม่ ส่วนดัชนีตัวที่สองคือค่าบีโอดี (BOD)ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในตัวอย่างน้ำโดยกำหนดเวลาและสภาวะแวดล้อมของการย่อยสลายให้คงที่เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบปริมาณสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวะ (Biodegradable Organic Materials)ในตัวอย่างน้ำได้ ส่วนค่าซีโอดี (COD) เป็นดัชนีที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนเทียบเท่าที่ใช้การออกซิโดซ์สารอินทรีย์ทั้งหมดในตัวอย่างน้ำซึ่งหาได้จากการออกซิโดซ์ตัวอย่างน้ำด้วยตัวออกซิโดซ์ที่รุนแรง เช่น โพแทสเซียมไดโครเมต เป็นต้น โดยค่าซีโอดีจะเป็นค่าที่ใช้ในการเปรียบเทียบปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมดทั้งที่เป็นสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวะ (Biodegradable Organic Materials) และสารอินทรีย์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวะ (Nonbiodegradable Organic Materials) และค่าเปอร์แมงกาเนต (PV) เป็นดัชนีที่แสดงถึงปริมาณออกซิเจนเทียบเท่าที่ใช้การออกซิโดซ์สารอินทรีย์ในตัวอย่างน้ำซึ่งหาได้จากการออกซิโดซ์ตัวอย่างน้ำด้วยโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ซึ่งดัชนีคุณภาพน้ำสองอันหลังจะได้กล่าวในบทต่อไป

การที่สารอินทรีย์ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำจะใช้ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำมากเกินไปซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทั้งปฏิกิริยาโดยตรงและปฏิกิริยาโดยอ้อมอันเป็นผลทำให้มีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำลดลงซึ่งการมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำน้อยจะทำให้มีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ และในบางครั้งก็เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศน์วิทยาของแหล่งน้ำโดยอาจจะทำให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจน (Anaerobic Condition) น้ำเน่าเสีย และมีกลิ่นเหม็น เป็นต้น อย่างไรก็ตามสารอินทรีย์ที่เป็นมลพิษทางน้ำนี้ไม่เพียงจะลดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำเท่านั้นแต่ยังมีผลต่อมนุษย์โดยตรงอีกด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ำอันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำนั้นมีคุณภาพดีพอหรือไม่เพียงไร

การหาปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen , DO) เป็นการหาปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายอยู่ในน้ำอันเป็นลักษณะสำคัญที่จะบอกว่าน้ำนั้นมีความเหมาะสมเพียงใดต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำและแนวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในน้ำว่าเป็นแบบใช้ออกซิเจนอิสระ (Aerobic Condition) หรือแบบไม่ใช้ออกซิเจนอิสระ (Anaerobic Condition)

ปริมาณออกซิเจนซึ่งละลายในน้ำมีความสัมพันธ์กับปัจจัยหรือสภาวะแวดล้อมทั้งทางด้านฟิสิกส์ (Physical Condition) ด้านเคมี (Chemical Condition) และชีวเคมี (Biochemical Condition) หลายประการ ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิของน้ำ (Temperature) ความกดดันของอากาศ (Atmospheric Pressure) และสิ่งเจือปนในน้ำ (impurities) โดยที่ปริมาณออกซิเจนละลายจะมีค่ามากเมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำลงและมีความกดอากาศมากขึ้นรวมทั้งการมีปริมาณสารเจือปนที่ใช้ออกซิเจนในน้ำอยู่ในปริมาณน้อย การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากอย่างหนึ่งในการตรวจสอบมลพิษทางน้ำและการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ปริมาณการละลายของออกซิเจนในน้ำขึ้นกับอุณหภูมิและความดันบรรยากาศรวมทั้งค่าความเค็ม (Salinity) และ Chlorinity ด้วย ตารางที่ 1 แสดงปริมาณออกซิเจนละลายที่สภาวะอิ่มตัวในน้ำ ณ อุณหภูมิต่างๆ ที่ความดันมาตรฐาน 1 บรรยากาศ ฉะนั้นเมื่อเราทราบปริมาณออกซิเจนละลายที่สภาวะมาตรฐาน (Equilibrium oxygen concentration at standard pressure) แล้ว เราจะสามารถคำนวณหาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำได้ที่มีความดันใดๆ (Equilibrium oxygen concentration at given pressure) ก็ได้ ดังสมการ (1)

$$O = O^* A[(1-B/A)(1-CA)/(1-B)(1-C)] \quad \text{-----(1)}$$

เมื่อ O = Equilibrium oxygen concentration at nonstandard pressure, mg/L

O^* = Equilibrium oxygen concentration at standard pressure of 1 atm, mg/L

A = Nonstandard pressure, atm

B = Partial pressure of water vapor, atm, computed from

$$\ln B = 11.857 - (3840.7/T) - (216961/T^2)$$

T = Temperature, K

$$C = 0.000975 - (1.426 \times 10^{-5}t) + (6.436 \times 10^{-8}t^2)$$

t = Temperature, degree celcius

ตารางที่ 1 Solubility of Oxygen in Water Exposed to Water-Saturated Air at Atmospheric Pressure (101.3 Kpa)

Temperature (°C)	Oxygen Solubility (mg/L)					
	Chlorinity: 0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0
0.0	14.621	13.728	12.888	12.097	11.355	10.657
1.0	14.216	13.356	12.545	11.783	11.066	10.392
2.0	13.829	13.000	12.218	11.483	10.790	10.139
3.0	13.460	12.660	11.906	11.195	10.526	9.897
4.0	13.107	12.335	11.607	10.920	10.273	9.664
5.0	12.770	12.024	11.320	10.656	10.031	9.441
6.0	12.447	11.727	11.046	10.404	9.799	9.228
7.0	12.139	11.442	10.783	10.162	9.576	9.023
8.0	11.843	11.169	10.531	9.930	9.362	8.826
9.0	11.559	10.907	10.290	9.707	9.156	8.636
10.0	11.288	10.656	10.058	9.493	8.959	8.454
11.0	11.027	10.415	9.835	9.287	8.769	8.279
12.0	10.777	10.183	9.621	9.089	8.586	8.111
13.0	10.537	9.961	9.416	8.899	8.411	7.949
14.0	10.306	9.747	9.218	8.716	8.242	7.792
15.0	10.084	9.541	9.027	8.540	8.079	7.642
16.0	9.870	9.344	8.844	8.370	7.922	7.496
17.0	9.665	9.153	8.667	8.207	7.770	7.356
18.0	9.467	8.969	8.497	8.049	7.624	7.221
19.0	9.276	8.792	8.333	7.896	7.483	7.090
20.0	9.092	8.621	8.174	7.749	7.346	6.964
21.0	8.915	8.456	8.021	7.607	7.214	6.842
22.0	8.743	8.297	7.873	7.470	7.087	6.723
23.0	8.578	8.143	7.730	7.337	6.963	6.609
24.0	8.418	7.994	7.591	7.208	6.844	6.498
25.0	8.263	7.850	7.457	7.083	6.728	6.390

ตารางที่ 1 (ต่อ)

Temperature (°C)	Oxygen Solubility (mg/L)					
	Chlorinity: 0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0
26.0	8.113	7.711	7.327	6.962	6.615	6.285
27.0	7.968	7.575	7.201	6.845	6.506	6.184
28.0	7.827	7.444	7.079	6.731	6.400	6.085
29.0	7.691	7.317	6.961	6.621	6.297	5.990
30.0	7.559	7.194	6.845	6.513	6.197	5.896
31.0	7.430	7.073	6.733	6.409	6.100	5.806
32.0	7.305	6.957	6.624	6.307	6.005	5.717
33.0	7.183	6.843	6.518	6.208	5.912	5.631
34.0	7.065	6.732	6.415	6.111	5.822	5.546
35.0	6.950	6.624	6.314	6.017	5.734	5.464
36.0	6.837	6.519	6.215	5.925	5.648	5.384
37.0	6.727	6.416	6.119	5.835	5.564	5.305
38.0	6.620	6.316	6.025	5.747	5.481	5.228
39.0	6.515	6.217	5.932	5.660	5.400	5.152
40.0	6.412	6.121	5.842	5.576	5.321	5.078
41.0	6.312	6.026	5.753	5.493	5.243	5.005
42.0	6.213	5.934	5.667	5.411	5.167	4.933
43.0	6.116	5.843	5.581	5.331	5.091	4.862
44.0	6.021	5.753	5.497	5.252	5.017	4.793
45.0	5.927	5.665	5.414	5.174	4.944	4.724
46.0	5.835	5.578	5.333	5.097	4.872	4.656
47.0	5.744	5.493	5.252	5.021	4.801	4.589
48.0	5.654	5.408	5.172	4.947	4.730	4.523
49.0	5.565	5.324	5.094	4.872	4.660	4.457
50.0	5.477	5.242	5.016	4.799	4.591	4.392

จากตารางที่ 1 ปริมาณออกซิเจนละลายขึ้นอยู่กับ Chlorinity โดยที่ Salinity และ Chlorinity มีความสัมพันธ์กันดังนี้

$$\text{Salinity} = 1.80655 \times \text{Chlorinity} \quad \text{-----}(2)$$

ความเค็ม (Salinity) มีค่าจำกัดความอยู่สองแบบ คือแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ ในกรณีความหมายแบบดั้งเดิมความเค็มจะหมายถึงปริมาณของแข็งทั้งหมดในน้ำหลังจากที่เปลี่ยนสารประกอบคาร์บอเนตเป็นสารประกอบออกไซด์ แทนที่โบรไมด์และไอโอดีนด้วยคลอไรด์ และสารอินทรีย์ทุกชนิดถูกออกซิไดซ์หมด ส่วนในกรณีจำกัดความแบบใหม่นั้น ความเค็มจะเป็นค่าที่เกิดจากการเปรียบเทียบสภาพนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity) ของน้ำกับ Electrical Conductivity ของ Potassium Chloride (KCl) Solution ในน้ำ โดยจะมีหน่วยเป็นส่วนในพันส่วน (กรัมต่อกิโลกรัม) ส่วนค่า Chlorinity เป็นค่าที่แสดงถึงปริมาณคลอไรด์ (Chloride) โบรไมด์ (Bromide) และไอโอดีน (Iodide) ทั้งหมดในน้ำ เมื่อทราบ Chlorinity ของน้ำแล้วก็จะสามารถทราบปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำที่สภาวะอิ่มตัว ณ อุณหภูมิต่างๆ ได้

การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายสามารถทำได้หลายวิธี การเลือกวิธีการตรวจวัดขึ้นอยู่กับสารแทรกสอด ค่าความถูกต้องที่ต้องการรวมทั้งความสะดวกและรวดเร็วด้วย

1. วิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด (Membrane Electrode Method)

เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนละลายโดยหลักการเคลื่อนที่ผ่านเมมเบรนของออกซิเจนโมเลกุล (Molecular Oxygen) เข้าไปในส่วนที่เรียกว่า Sensor Compartment ซึ่งภายใน Sensor Compartment จะมีขั้วแคโทดและอะโนดซึ่งจุ่มอยู่ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ และออกซิเจนโมเลกุลที่ซึมผ่านเมมเบรนเข้ามาจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันที่แคโทด (Cathode) และเกิดออกซิเดชันที่ขั้วอะโนด (Anode) ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นสัดส่วนกับปริมาณออกซิเจนที่ซึมผ่านเข้ามาภายใน Sensor Compartment ซึ่งในส่วนรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป ในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิตเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณออกซิเจนละลายที่เรียกว่า เครื่องดีโอมิเตอร์ (DO meter) หรือออกซิเจนมิเตอร์ (Oxygen meter) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในสารละลายเป็น มิลลิกรัม/ลิตร ได้โดยตรง ส่วนขั้นตอนและรายละเอียดวิธีการใช้และการตรวจวัดค่าดีโอโดยละเอียดจะขึ้นอยู่กับวิธีการเฉพาะของแต่ละบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือต่างๆ จะต้องศึกษาในคู่มือการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องตามที่กำหนดไว้เพื่อให้สามารถวัดปริมาณออกซิเจนละลายได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

2. วิธีของวังก์เลอร์ (Winkler Method and its modifications)

เป็นการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีไอโอดิเมตริกและมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมวิธีการวิเคราะห์อีกหลายวิธี เช่น วิธีเฮไลต์โมดิฟิเคชันของไอโอดิเมตริก (Azide Modification of Iodometric Method) ซึ่งเหมาะสำหรับใช้วิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนในน้ำที่สกปรก เช่น น้ำทิ้ง น้ำในแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ คือ ออกซิเจนในน้ำจะทำปฏิกิริยากับแมงกานีส(II)ไฮดรอกไซด์ (Manganese (II) hydroxide) เกิดเป็นแมงกานีส(II)ออกซีไฮดรอกไซด์ (Manganese (II) Oxyhydroxide) ซึ่ง


แมงกานีส(II)ออกซีไฮดรอกไซด์ (Manganese (II) Oxyhydroxide) จะทำปฏิกิริยากับไอโอดีนอิสระ (Free Iodine) ซึ่งปริมาณไอโอดีนอิสระที่เกิดขึ้นจะเป็นสัดส่วนกับปริมาณออกซิเจนละลาย ในส่วนรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไป

13.2 การวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีเอไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification of Iodometric Method)


13.2.1 ทฤษฎีและปฏิกิริยา

ในการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำจะใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันของแมงกานีส(II) โดยออกซิเจนได้เป็นแมงกานีส (IV) ในสารละลายที่เป็นด่าง ซึ่งแมงกานีส(IV) จะไปออกซิไดซ์ไอโอดีนให้เป็นไอโอดีนอิสระซึ่งสามารถวิเคราะห์หาปริมาณได้โดยใช้โซเดียมไทโอซัลเฟต เมื่อทราบปริมาณไอโอดีนอิสระที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาแล้วก็สามารถคำนวณกลับไปเป็นปริมาณออกซิเจนละลายได้



ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเมื่อเติมสารละลายแมงกานีส(II)ซัลเฟต (Manganous sulfate or Manganese (II) sulfate) และอัลคาไล-ไอโอดีน-เอไซด์รีเอเจนต์ (Alkali-Azide-Iodide Reagent) ลงไปในตัวอย่างน้ำ ซึ่งจะทำให้เกิดตะกอนสีขาวของแมงกานีส(II)ไฮดรอกไซด์ (Manganese(II) or Manganous hydroxide) ในสภาวะที่เป็นด่าง ดังสมการ (3)



เนื่องจากในตัวอย่างน้ำมีออกซิเจนละลายอยู่ ตะกอนขาวของแมงกานีส(II)ไฮดรอกไซด์ในน้ำ จะถูกออกซิเจนโมเลกุลในน้ำออกซิไดซ์ไปเป็นสารประกอบแมงกานีส(IV)ออกซีไฮดรอกไซด์ (Manganese (IV) Oxyhydroxide) ในอัตราส่วนแมงกานีส(II)ไฮดรอกไซด์ต่อออกซิเจน เท่ากับ 2 : 1 โมล ดังสมการ (4)





เมื่อละลายตะกอนที่เกิดขึ้นโดยการปรับสภาวะของปฏิกิริยาให้เป็นกรด แมงกานีส(IV) จะออกซิไดซ์ไอโอดีนในสารละลายให้เป็นไอโอดีนในทันทีในอัตราส่วน $\text{MnO}(\text{OH})_2 / \text{I}^- = 1/2$ Mole ดังสมการ (5 - 7) โดยไอโอดีนอิสระที่เกิดขึ้นจะเป็นอัตราส่วนกับแมงกานีส(IV)ออกซีไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนแรก ดังนั้นปริมาณไอโอดีนที่เกิดขึ้นจึงเป็นสัดส่วนกับปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำด้วย




ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกรดซัลฟิวริก แสดงไว้ในสมการ (8)



ปริมาณไอโอดีนที่เกิดขึ้นสามารถวิเคราะห์หาปริมาณได้โดยทำการติเตรทกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต ดังสมการ (9 - 11)



ในกรณีที่ใช้โซเดียมไทโอซัลเฟต ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแสดงไว้ในสมการ (12)



เมื่อทราบปริมาณโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ในการติเตรทกับไอโอดีนที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาแล้ว จะสามารถคำนวณกลับเพื่อหาปริมาณของแมงกานีส (IV) ที่เกิดขึ้นและปริมาณออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิไดซ์แมงกานีส(II) ได้ ซึ่งก็คือ ปริมาณออกซิเจนละลายนั่นเอง

จากสมการ (10) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ จำนวน 2 โมล ทำปฏิกิริยาพอดีกับ I_2 จำนวน 1 โมล

จากสมการ (6) I_2 จำนวน 1 โมล เกิดจาก $\text{MnO}(\text{OH})_2$ จำนวน 1 โมล

จากสมการ (2) $\text{MnO}(\text{OH})_2$ จำนวน 1 โมล เกิดจาก O_2 จำนวน 0.5 โมล

ถ้าใช้ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ในการติเตรท จำนวน 2 โมล จะเทียบเท่ากับปริมาณ O_2 จำนวน 0.5 โมล

ถ้าใช้ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ในการติเตรท จำนวน 1 โมล จะเทียบเท่ากับปริมาณ O_2 จำนวน 0.25 โมล

$$= 0.25 \times 32 \times 1000 \text{ มิลลิกรัม} = 8000 \text{ มิลลิกรัม}$$

กรณีที่ใช้ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ความเข้มข้น 1 โมลาร์


$$1 \text{ มิลลิลิตร } \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 = 8 \text{ มิลลิกรัม } \text{O}_2$$

13.2.2 การหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน

ในการวิเคราะห์ออกซิเจนละลายโดยวิธีเอไรต์โมดิฟิเคชันมีสารละลายมาตรฐานที่ใช้คือ สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตซึ่งเป็นสารละลายมาตรฐานที่ใช้การไตเตรทเพื่อหาปริมาณไอโอดีน จึงจำเป็นต้องหาความเข้มข้นที่แน่นอนเพื่อนำไปใช้ในการคำนวณหาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ การหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตมีหลายวิธี แต่ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นวิธีที่ใช้กันมากในห้องปฏิบัติการ

13.2.2.1 ปฏิกริยากับไอโอเดต


สารมาตรฐานปฐมภูมิ(primary standard)ที่ใช้กันมากมี 2 ชนิด คือ โพแทสเซียมไอโอเดต (KIO_3) และโพแทสเซียมไฮโดรเจนไดไอโอเดต [$KH(IO_3)_2$] ซึ่งสารทั้งสองตัวนี้จะให้ IO_3^- ในสารละลาย ดังสมการ (13 - 14)



โดยที่ $KH(IO_3)_2$ จำนวน 1 โมลจะให้ IO_3^- จำนวน 2 โมล และ KIO_3 จำนวน 1 โมลจะให้ IO_3^- จำนวน 1 โมล เมื่อ IO_3^- ทำปฏิกิริยากับ I^- ในสารละลายที่เป็นกรดจะให้ I_2 ในกรณีที่ใช้ $KIO_3, 5KI$ และ H_2SO_4 ในสารละลาย จะเกิดปฏิกิริยาดังสมการ (15)




ไอโอดีนที่เกิดขึ้นในสารละลายจะทำปฏิกิริยากับไทโอซัลเฟตที่ไตเตรทลงไป ดังสมการ (16)



โดยสรุปแล้ว KIO_3 จะทำปฏิกิริยาพอดีกับ $Na_2S_2O_3$ ในอัตราส่วน 1:6 โมล และ $KH(IO_3)_2$ จะทำปฏิกิริยาพอดีกับ $Na_2S_2O_3$ ในอัตราส่วน 1:12 โมล


13.2.2.2 ปฏิกริยากับไดโครเมต

สารมาตรฐานปฐมภูมิที่ใช้กันมากคือ โพแทสเซียมไดโครเมต ($K_2Cr_2O_7$) เมื่อ $K_2Cr_2O_7$ ทำปฏิกริยากับ KI ในสารละลายที่เป็นกรดซัลฟิวริก (H_2SO_4) จะให้ I_2 ดังสมการ (15) และไอโอดีนที่เกิดขึ้นในสารละลายจะทำปฏิกริยากับไทโอซัลเฟตที่เติมลงไป ดังสมการ (17)




13.2.3 สารแทรกสอด


กรณีที่มีไนไตรต์เป็นเป็นสารแทรกสอดในตัวอย่างน้ำ ในสารละลายที่เป็นกรด ไนไตรต์จะทำปฏิกริยากับโพแทสเซียมไอโอไดด์ให้ไอโอดีนเช่นกัน ดังสมการ (18)



นอกจากนี้ N_2O_2 จะทำปฏิกริยากับออกซิเจนให้ HNO_2 อีก ดังสมการ (19)



ไนไตรต์ที่เกิดขึ้นก็จะไปทำปฏิกริยากับไอโอไดด์อีกทำให้มีปริมาณไอโอดีนเพิ่มมากขึ้นอีกในสารละลาย การกำจัดไนไตรต์สามารถทำได้โดยการเติมเอไซด์ลงไปในปฏิกริยา ซึ่งเอไซด์นี้จะทำปฏิกริยากับไนไตรต์ ดังสมการ (20 - 21)



13.2.4 เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ขวดบีโอดี ขนาด 300 มิลลิลิตร
2. ขวดวัดปริมาตร ขนาด 200 มิลลิลิตร
3. ขวดเออร์เลนเมเยอร์ ขนาด 500 มิลลิลิตร
4. บิวเรตต์
5. ปิเปต

13.2.5 รีเอเจนต์

1. สารละลายแมงกานีสซัลเฟต (manganese (II) sulfate solution)

วิธีการเตรียม

ละลายแมงกานีส(II)ซัลเฟตเตตราไฮเดรต ($\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) หนัก 480 กรัมหรือละลายแมงกานีส(II)ซัลเฟตไดไฮเดรต ($\text{MnSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) หนัก 400 กรัม หรือแมงกานีส(II)ซัลเฟตโมนไฮเดรต ($\text{MnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) หนัก 364 กรัม ในน้ำกลั่น กรอง แล้วทำให้เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร

2. อัลคาไล-ไอโอด์-เอไซด์ รีเอเจนต์ (Alkali-Iodide-Azide Reagent)

วิธีการเตรียม

ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หนัก 500 กรัม หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) หนัก 700 กรัม และโซเดียมไอโอด์ (NaI) หนัก 135 กรัม หรือโพแทสเซียมไอโอด์ (KI) หนัก 150 กรัม ในน้ำกลั่น แล้วทำให้เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร หลังจากนั้นเติมโซเดียมเอไซด์ (NaN_3) หนัก 10 กรัม ซึ่งละลายในน้ำกลั่นปริมาตร 40 มิลลิลิตร ลงในสารละลายที่เตรียมไว้ข้างต้น

3. กรดซัลฟูริกเข้มข้น

กรดซัลฟูริกเข้มข้น 98 % (38 โมลาร์) เป็นกรดซัลฟูริกซึ่ง 1 มิลลิลิตร จะสมมูลกับ 3 มิลลิลิตร อัลคาไลไอโอด์-เอไซด์รีเอเจนต์

4. น้ำแป้ง

วิธีการเตรียม

ละลายแป้ง (soluble starch) หนัก 2 กรัม ในน้ำกลั่นที่ร้อน จำนวน 100 มิลลิลิตร และกรดซาลิซิลิก (salicylic acid) หนัก 0.2 กรัม เพื่อให้เก็บได้นาน

5. สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต (Standard Sodium Thiosulfate Solution)

เข้มข้น 0.025 โมล/ลิตร

วิธีการเตรียม

ละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเฮปตาไฮเดรต ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) หนัก 6.205 กรัม ในน้ำกลั่นเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 6 โมล/ลิตร จำนวน 1.5 มิลลิลิตร หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ หนัก 0.4 กรัม แล้วทำให้เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร

หมายเหตุ

สารละลายนี้จะต้องนำมาหาความเข้มข้นที่แน่นอน (Standardization) ด้วยสารละลายไบโอเดต (Potassium Hydrogen Bi-iodate) ทุกครั้งก่อนที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้เนื่องจากโซเดียมไทโอซัลเฟตจะสลายตัวได้ง่ายเมื่อตั้งทิ้งไว้ทำให้ความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

6. สารละลายมาตรฐานไบโอเดต (Standard Bi-iodate Solution)

เข้มข้น 0.0021 โมล/ลิตร

วิธีการเตรียม

ละลาย Potassium Hydrogen Biiodate [$\text{KH}(\text{IO}_3)_2$] หนัก 812.4 มิลลิกรัม ในน้ำกลั่น แล้วทำให้เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร

7. สารละลายโพแทสเซียมฟลูออไรด์ (potassium fluoride solution)

วิธีการเตรียม

ละลายโพแทสเซียมฟลูออไรด์ไดไฮเดรต ($\text{KF} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 40 กรัม ในน้ำกลั่น แล้วทำให้เจือจางเป็น 100 มิลลิลิตร สารละลายนี้ใช้ต่อเมื่อตัวอย่างน้ำมีเฟอร์ริกไอออน [$\text{Fe}(\text{III})$] มาก

13.2.6 การหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต

ละลาย KI ประมาณ 2 กรัม ด้วยน้ำกลั่น 100 - 150 มิลลิลิตร ในขวดเออร์เลนเมเยอร์ เต็มกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 3 โมล/ลิตร จำนวน 1 มิลลิลิตร หรือกรดซัลฟิวริกเข้มข้น (Concentrated Sulfuric Acid; 36 M) จำนวน 2-3 หยด และสารละลายมาตรฐานไบโอไอโอดีต์เข้มข้น 0.0021 โมล/ลิตร จำนวน 20 มิลลิลิตร แล้วทำให้เจือจางเป็น 200 มิลลิลิตร ตีเทรทไอโอดีต์ซึ่งถูกขับออกมาด้วยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่เตรียมไว้ เติมน้ำปิ้งเมื่อใกล้ถึงจุดยุติ (end of titration) สังเกตจากสีของสารละลายมีสีเหลืองอ่อน ถ้าสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตมีความเข้มข้น 0.025 โมล/ลิตร ปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ในการตีเทรทจะเท่ากับ 20 มิลลิลิตรพอดี ถ้าปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ในการตีเทรทเป็นอย่างอื่นให้คำนวณหาความเข้มข้นได้ตามสมการ (20) และถ้าความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตไม่ได้ค่าดังกล่าว อาจจะปรับความเข้มข้นให้เท่ากับ 0.025 โมล/ลิตร หรืออาจจะใช้ความเข้มข้นที่ได้นั้นเลยก็ได้

การคำนวณ

ความเข้มข้นของละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเป็น โมลาร์ (Molarity) คือ

$$M_f = (12V_p M_p) / V_f \quad \text{-----}(22)$$

เมื่อ	$M_f =$	ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเป็น โมลาร์
	$V_f =$	ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้เป็น มิลลิลิตร
	$V_p =$	ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานไบโอไอโอดีต์ที่ใช้เป็น มิลลิลิตร
	$M_p =$	ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานไบโอไอโอดีต์เป็น โมลาร์

สำหรับกรณีที่ใช้สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตเป็นสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ จะสามารถคำนวณความเข้มข้นของละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเป็นโมลาร์(Molarity) ได้ดังนี้ คือ

$$M_f = (6V_i M_i) / V_f \quad \text{-----}(23)$$

- เมื่อ
- M_f = ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเป็นโมลาร์
 - V_f = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้เป็นมิลลิลิตร
 - V_i = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตที่ใช้เป็นมิลลิลิตร
 - M_i = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตเป็นโมลาร์

13.2.7 วิธีวิเคราะห์

การหาปริมาณออกซิเจนละลายจากตัวอย่างน้ำซึ่งเก็บไว้ในขวดบีโอดีขนาด 250-300 มิลลิลิตร ทำได้ดังต่อไปนี้

1. เติมสารละลายแมงกานีส(II)ซัลเฟต จำนวน 1 มิลลิลิตรและอัลคาไลไฮโดรไซด์-ไฮโปคลอไรต์ รีเอเจนต์ จำนวน 1 มิลลิลิตร ลงในขวดบีโอดีที่ใส่ตัวอย่างน้ำ โดยให้ปลายปิเปตอยู่ใต้ผิวของตัวอย่างน้ำ ปิดจุกกระวังอย่าให้มีฟองอากาศและผสมให้เข้ากันโดยคว่ำขวดขึ้นลงอย่างน้อย 15 ครั้ง
2. ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนจนได้ปริมาณน้ำใส ประมาณครึ่งหนึ่งของขวด
3. เมื่อตั้งทิ้งไว้จนเกิดสารละลายใสข้างบน ประมาณครึ่งหนึ่งของขวดแล้ว เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น จำนวน 1 มิลลิลิตร ลงไปในขวดบีโอดี โดยให้กรดค่อยๆ ไหลลงข้างๆ กอขวด ปิดจุก ผสมให้เข้ากัน โดยคว่ำขวดขึ้นลงจนกระทั่งตะกอนละลายหมด
4. ถ้าใช้ขวดบีโอดีที่มีความจุ 300 มิลลิลิตร จะใช้ตัวอย่างน้ำจากขวดในข้อ 3 เท่ากับ 201 มิลลิลิตร เพื่อนำไปติเตรท ทั้งนี้เพื่อให้ปริมาตรตัวอย่างนี้มีค่าเท่ากับปริมาตรตัวอย่างน้ำเริ่มต้น 200 มิลลิลิตร อันจะเป็นการง่ายต่อการคำนวณ เหตุที่เราใช้น้ำตัวอย่างในขวดบีโอดีจำนวน 201 มิลลิลิตรแต่เป็นน้ำตัวอย่างเพียง 201 มิลลิลิตร เนื่องจากการสูญเสียตัวอย่างน้ำจากขวดบีโอดี โดยการแทนที่ของสารละลายเคมีที่เติมลงไปทั้งสิ้น 2 มิลลิลิตร (สารละลายแมงกานีส(II)ซัลเฟต จำนวน 1 มิลลิลิตรและอัลคาไลไฮโดรไซด์-ไฮโปคลอไรต์ รีเอเจนต์ จำนวน 1 มิลลิลิตร รวมเป็น 2 มิลลิลิตร) ดังนั้นปริมาตรตัวอย่างน้ำในขวดบีโอดีซึ่งจะต้องใช้ในการติเตรทเพื่อให้เป็นการใช้ตัวอย่างน้ำจริงจำนวน 200 มิลลิลิตร จึงควรเท่ากับ

$$(200 \times 300) / (300 - 2) = 201 \text{ มิลลิลิตร}$$

5. ติเตรทตัวอย่างน้ำที่ปิเปตในข้อ 4 กับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.0021 โมล/ลิตร จนกระทั่งสารละลายมีสีเหลืองอ่อนจาง แล้วเติมน้ำแข็ง 2-3 หยด จะได้สารละลายสีน้ำเงินเข้ม ติเตรทต่อไปจนกระทั่งสีน้ำเงินหายไป และอ่านปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้

13.2.8 การคำนวณ

ถ้าใช้สารละลายที่เกิดปฏิกิริยาในขวดบีโอดีมาเพื่อการติเตรท จำนวน 200 มิลลิลิตร และสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต (0.025 โมล/ลิตร) ที่ใช้ในการติเตรท เท่ากับ 1 มิลลิลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายในตัวอย่างน้ำจะมีค่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร ของออกซิเจนละลาย แต่ถ้าใช้สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่มีความเข้มข้นเป็นอย่างอื่นให้คำนวณปริมาณออกซิเจนละลายดังสมการ (24)

$$DO = 40 \times M \times V \text{ -----(24)}$$

โดยที่ DO = ปริมาณออกซิเจนละลาย (มิลลิกรัมต่อลิตร)
 V = ปริมาตรสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ในการติเตรท (มิลลิลิตร)
 M = ความเข้มข้นสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ในการติเตรท (โมลต่อลิตร)

13.3 การวัดปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีการใช้เมมเบรนอิเล็กโทรด

(Membrane Electrode Method)

การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีการใช้เมมเบรนอิเล็กโทรดนี้ ส่วนมากจะใช้กับตัวอย่างที่มีสารแทรกสอดมากและไม่สามารถวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีเฮไลด์โมดิฟิเคชันได้ สารแทรกสอดที่กล่าวถึงนี้ได้แก่ Sulfite, Thiosulfate, Polythionate, Mercaptans, Free Chlorine, Hypochlorite, readily-hydrolyzable organic substances in alkali solution, Free Iodine เป็นต้น หรือตัวอย่างน้ำที่มีสีเข้มมาก หรือมีความขุ่นมาก นอกจากนี้การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรดยังเป็นวิธีการที่ใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำ ลำธารและในแหล่งน้ำอื่นๆซึ่งจะให้ข้อมูลที่ต่อเนื่องตลอดเวลา ด้วย ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรด คือ สามารถวัดปริมาณออกซิเจนละลายในตัวอย่างน้ำโดยไม่ทำลายหรือทำให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปและสามารถนำตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์ห่อหุ้มหรือดัชนีคุณภาพอื่นๆได้

อนึ่ง การวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีเมมเบรนอิเล็กโทรดนี้ จะต้องมีการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องมือทุกครั้งที่ใช้หรืออย่างน้อยก็เป็นครั้งคราวโดยเปรียบเทียบกับวิธีการหาปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีเฮไลด์โมดิฟิเคชันของตัวอย่างน้ำที่ไม่มีสารแทรกสอดปนอยู่ โดยทั่วไปการปรับเทียบปริมาณออกซิเจนละลายจะกระทำเพื่อให้สามารถวัดปริมาณออกซิเจนละลายได้ในช่วง 0 ถึง 10 หรือ 0 ถึง 15 หรือ 0 ถึง 20 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้ตามแต่จะสะดวก

13.3.1 หลักการเบื้องต้น

ในการวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายโดยวิธีการใช้เมมเบรนอิเล็กโทรดนี้ มีองค์ประกอบใน ส่วนสำคัญ คือ ส่วนเมมเบรนอิเล็กโทรด ส่วนการวัดกระแสและการคำนวณและส่วนแสดงผล เมมเบรนอิเล็กโทรดที่ใช้กันส่วนมาก มีอยู่ 2 ชนิด คือ Galvanic Membrane Electrode และ Polarographic Membrane Electrode ซึ่งเครื่องมือในการตรวจวัดออกซิเจนละลายที่มีขายทั่วไปจะใช้ระบบเมมเบรนในการวัดออกซิเจนแบบใดแบบหนึ่งในสองแบบนี้ เมมเบรนอิเล็กโทรดทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะส่วนใหญ่เหมือนกันยกเว้นในส่วน ของ Electrode Reaction โดยที่ในระบบแบบ Galvanic Membrane Electrode นั้น Electrode Reaction จะเกิดขึ้นแบบเกิดขึ้นเอง (Spontaneous Reaction) และ ในระบบแบบ Polarographic Membrane Electrode นั้น Electrode Reaction จะเกิดขึ้น โดยการให้ศักย์ไฟฟ้าจากภายนอก(External Voltage) เข้าไปในระบบเพื่อ โพลาริซ (Polarize) Indicator Electrode สำหรับหลักการการวัดปริมาณออกซิเจนนั้น จะใช้หลักการเกิด กระแสเมื่อมีการออกซิไซด์ที่ Anode โดยออกซิเจนที่ซึมผ่านเมมเบรนเข้ามาภายใน Sensor Compartment

Sensor Compartment จะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ

- ◆ เมมเบรน(membrane) ซึ่งเป็นส่วนที่หุ้มอยู่ด้านนอกและเป็นช่องทางที่จะให้ออกซิเจน โมเลกุลซึมผ่านเข้ามาภายในและเมมเบรนที่ใช้กันส่วนมากจะเป็น Polyethylene หรือ Fluorocarbon membranes
- ◆ ขั้วแคโทด (Cathode) ซึ่งส่วนใหญ่ทำด้วย Noble Metals เช่น เงิน เป็นต้น
- ◆ ขั้วอะโนด (Anode) ซึ่งส่วนใหญ่ทำด้วย Base Metal เช่น ตะกั่ว เป็นต้น
- ◆ สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) ซึ่งเป็นสารละลายที่ขั้วแคโทดและอะโนดจุ่มอยู่

ขั้ว Cathode และ Anode จะต่ออยู่กับวงจรไฟฟ้าเพื่อทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรและสามารถตรวจวัด กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นได้ เมื่อออกซิเจนซึมผ่าน (Permeate) เมมเบรนเข้ามาภายใน Sensor Compartment ซึ่งมี Alkali Electrolyte อยู่ ออกซิเจนจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันที่ขั้วแคโทดซึ่งทำด้วยเงินซึ่งจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร ดังสมการ (25)



ส่วนที่ขั้วอะโนดจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของตะกั่ว ดังสมการ (26)



กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นสัดส่วนกับปริมาณออกซิเจนที่ซึมผ่านเมมเบรนเข้ามาภายใน Sensor Compartment ปริมาณออกซิเจนที่ซึมผ่านเมมเบรนเข้ามาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความแตกต่าง ระหว่างความดันภายใน Sensor Compartment และความดันสัมบูรณ์ในน้ำ และเนื่องจากออกซิเจนจะถูก

ใช้ไปในการออกซิไดซ์ที่ขั้วแคโทดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นถือว่าความดันออกซิเจนภายใน Sensor Compartment มีค่าเป็นศูนย์ (0) ฉะนั้นปริมาณออกซิเจนที่ซึมผ่านเข้ามาภายใน Sensor Compartment จึงเป็นสัดส่วนกับความดันสัมบูรณ์ของออกซิเจนภายนอก Sensor Compartment ถ้าความดันสัมบูรณ์ในน้ำมีมากก็จะมีปริมาณออกซิเจนซึมผ่านเมมเบรนเข้ามาใน Sensor Compartment มาก ดังนั้นเราจึงสามารถหาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำได้เมื่อปรับเครื่องมือกับน้ำที่ทราบปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำแล้ว

ปัจจัยที่มีผลต่อการซึมผ่านออกซิเจนของเมมเบรน คือ อุณหภูมิและเกลือหรือไอออนในน้ำ ดังนี้

ก. อุณหภูมิ

Membrane Electrode จะมีการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการซึมผ่านของออกซิเจน (Membrane Permeability) ซึ่งวัดได้ในรูปของความไวของอิเล็กโทรด (Electrode Sensitivity Φ ; $\mu\text{A}/\text{mg/L}$) ดังสมการ (27)

$$\log \Phi = 0.43mt + b \quad \text{-----}(27)$$

เมื่อ m = Constant depending on membrane

b = Constant depending on membrane thickness

t = Temperature, degree Celcius

ถ้าเราทราบค่าความไวของอิเล็กโทรด (Electrode Sensitivity) ที่อุณหภูมิหนึ่งอุณหภูมิใดแล้ว (Φ_0 at temperature t_0) ก็จะสามารถหา Electrode Sensitivity ที่อุณหภูมิอื่นๆ (Φ at any temperature t) ได้ ดังสมการ (28)

$$\log \Phi = \log \Phi_0 + 0.43m(t - t_0) \quad \text{-----}(28)$$

ในปัจจุบันนี้ เครื่องมือวัดปริมาณออกซิเจนละลายจะมีวิธีการที่เรียกว่า Temperature Compensation อยู่ในตัวเครื่องอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยการใช้ Thermistors ในวงจรของอิเล็กโทรด

ข. เกลือ (Salt)

Electrode Sensitivity จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณเกลือในสารละลาย โดยสามารถคำนวณได้ดังสมการ (29)

$$\log \Phi_s = \log \Phi_0 + 0.43m_s C_s \quad \text{-----}(29)$$


- เมื่อ Φ_s = Electrode Sensitivity in salt solution
 m_s = Salting-out coefficient
 Φ_0 = Membrane Sensitivity in distilled water
 C_s = Salt Concentration, preferably Ionic Strength

13.3.2 สารแทรกสอด

ไม่พบว่ามีสารประกอบอินทรีย์ที่จะรบกวนการตรวจวัดด้วยวิธีนี้ ส่วนสารประกอบอินทรีย์จะทำให้ค่าปริมาณออกซิเจนที่วัดได้มีค่ามากกว่าความเป็นจริงแต่ในปัจจุบันนี้เครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณออกซิเจนละลายส่วนมากจะมีการนำค่าปริมาณสารอนินทรีย์มาคำนวณด้วยอยู่แล้ว เช่น Salinity compensation รวมทั้งการมี Temperature Compensation ด้วย สำหรับในกรณีตัวอย่างน้ำมีก๊าซที่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา เช่น คลอรีน หรือมีออกซิเจนที่ออกซิเดชันได้ เช่น ซัลไฟด์ เป็นต้น ซึ่งสารแทรกสอดนี้จะทำให้เกิดปัญหาในการวัดปริมาณออกซิเจนละลายด้วย ในกรณีของคลอรีนนั่น คลอรีนในน้ำจะทำปฏิกิริยาดิโพลไรซ์แคโทดและทำให้ค่าปริมาณออกซิเจนที่อ่านได้มีค่าเกินความจริง ถ้า Sensor/probe นี้อยู่ในสภาวะที่มีคลอรีนนานๆจะทำให้มีคลอไรด์หุ้มอยู่ที่ขั้วเอาโนดจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นผลให้ probe เสียได้

13.3.3 การปรับเทียบมาตรฐาน

ก่อนการใช้เครื่องมือจะต้องมีการปรับเทียบมาตรฐานทุกครั้ง โดยการปรับเทียบจากอากาศที่อิ่มตัวด้วยไอน้ำหรือจากน้ำที่ทราบปริมาณออกซิเจนละลายแล้วซึ่งอาจจะได้จากการวิเคราะห์หาปริมาณโดยใช้วิธีเอไซด์โมดิฟิเคชัน และการปรับเทียบกับสารละลายที่ไม่มีออกซิเจนอยู่แล้ว (6% Sodium sulfite Solution ; DO = 0 mg/L) ซึ่งเตรียมได้จากการละลาย Sodium sulfite (Na_2SO_3) จำนวน 6 กรัมในน้ำ 100 มิลลิลิตร โดยมี CoCl_2 อยู่เล็กน้อย



13.4 การวิเคราะห์ค่าบีโอดี

หลักการทั่วไป

การวิเคราะห์หาค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand, BOD) เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงปริมาณความสกปรกของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ เช่น น้ำในแม่น้ำลำคลอง น้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน และน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ นอกจากนี้ค่าบีโอดียังเป็นข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากในการออกแบบระบบบำบัดน้ำทิ้ง การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งและประสิทธิภาพของระบบบำบัดนั้นๆรวมทั้งเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำของแหล่งรองรับน้ำทิ้งอันจะทำให้ทราบถึงศักยภาพในการรองรับน้ำทิ้งของแหล่งรองรับน้ำทิ้งด้วย

การวิเคราะห์หาค่าบีโอดีโดยทั่วไปเป็นการวัดปริมาณออกซิเจนที่ถูกใช้ ในเวลา 5 วัน ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส และเนื่องจากออกซิเจนในอากาศสามารถละลายได้ในจำนวนจำกัด คือ ประมาณ 9 มิลลิกรัม/ลิตรในน้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ดังนั้นในการวิเคราะห์ค่าบีโอดีในน้ำเสียซึ่งมีความสกปรกมากจึงจำเป็นต้องทำให้ปริมาณความสกปรกเจือจางลงอยู่ในระดับซึ่งสมดุลพอดีกับปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ และเนื่องจากการวิเคราะห์ค่าบีโอดีนี้เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ในน้ำจึงจำเป็นต้องทำให้มีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ กล่าวคือ ไม่มีสารพิษ แต่มีอาหารเสริมเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เป็นต้น นอกจากนี้การย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำจะกระทำโดยจุลินทรีย์หลายชนิดจึงจำเป็นต้องมีปริมาณจุลินทรีย์ต่างๆเหล่านี้เพียงพอยู่น้ำตัวอย่างที่จะทำการวิเคราะห์ ถ้าไม่มีหรือมีปริมาณน้อยไปควรเติมจุลินทรีย์ ซึ่งเรียกว่า หัวเชื้อ (seed) ลงไปด้วย

สารมาตรฐานบีโอดี

เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการวิเคราะห์รวมทั้งสารเคมีหรือรีเอเจนต์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าบีโอดีว่าดีหรือถูกต้องหรือไม่ จึงควรตรวจสอบโดยใช้สารอินทรีย์บริสุทธิ์ที่ทราบค่าบีโอดีแล้ว มีผู้วิเคราะห์หาค่าบีโอดีของสารประกอบอินทรีย์บริสุทธิ์หลายชนิดดังตัวอย่างที่พอสรุปได้ดังตารางที่ 2 สารประกอบมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ กลูโคส และกรดกลูตามิก ทั้งนี้เนื่องจากกลูโคสถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายและใช้ได้ดีกับหัวเชื้อต่างๆไป แต่มีข้อเสียคือกลูโคสมีอัตราการออกซิไดซ์ไม่คงที่ (ประมาณ 0.50 - 0.78 กรัมออกซิเจนต่อกรัมกลูโคส) อย่างไรก็ตามเมื่อผสมกลูโคสกับกรดกลูตามิกในอัตราส่วน 1 : 1 จะทำให้อัตราการออกซิไดซ์ของสารผสมนี้คงที่และทำให้ได้สารละลายที่มีสมบัติคล้ายกับน้ำเสียจากชุมชน ซึ่งเหมาะที่จะนำมาเตรียมเป็นสารละลายมาตรฐาน

ตารางที่ 2 ค่าบีโอดี (5 วัน ที่ 20 องศาเซลเซียส) ของสารประกอบอินทรีย์บางชนิด

Substrate	Number of data	BOD (mg/L)
Lactose	5	0.45 - 0.72
Soluble starch	9	0.22 - 0.71
Citric acid	1	0.40
Sucrose	6	0.49 - 0.76
Histidine	1	0.55
Glycerol	7	0.62 - 0.83
Fructose	1	0.71
Glycine	2	0.52 - 0.55
Lactic acid	3	0.63 - 0.88
Glutamic acid	1	0.64
Glucose	12	0.50 - 0.78
Ethanol	14	0.93 - 1.67
Acetic acid	9	0.34 - 0.88

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. ขวดบีโอดี (BOD) ขนาด 250 - 300 มิลลิลิตร

ขวดบีโอดี (BOD) ที่ใช้จะต้องมีจุกปิดเป็นจุกแก้วปิดสนิทเพื่อป้องกันอากาศจากภายนอกเข้าไปภายในขวดบีโอดี ก่อนที่จะนำขวดบีโอดีมาใช้จะต้องนำขวดมาล้างให้สะอาดปราศจากอินทรีย์สารต่างๆ การล้างควรล้างด้วยสารละลายกรดโครมิก (chromic acid solution) ซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปหรืออาจจะเตรียมขึ้นเองในห้องปฏิบัติการก็ได้โดยการละลายโพแทสเซียมไดโครเมตในกรดซัลฟิวริกเข้มข้น หลังจากนั้นนำขวดมาล้างด้วยน้ำให้สะอาดและครั้งสุดท้ายล้างด้วยน้ำกลั่นอีกครั้งหนึ่งแล้วทำให้แห้ง

2. ตู้ควบคุมอุณหภูมิหรือตู้อินคิวเบต (incubator)

ตู้อินคิวเบตอาจจะเป็นชนิดใช้อากาศหรือน้ำก็ได้ โดยจะต้องสามารถควบคุมและปรับอุณหภูมิได้เองโดยอัตโนมัติให้คงที่ที่อุณหภูมิ 20 ± 1 องศาเซลเซียส และต้องเป็นตู้ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้แสงผ่านเข้าไปได้

3. อุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้อื่นๆ รวมทั้งเครื่องแก้วต่างๆ เช่น บิวเรตต์ ขนาด 25 มิลลิลิตร ขวดเออร์เลนเมเยอร์ ขนาด 500 มิลลิลิตร กระบอกตวง ขนาด 1000 มิลลิลิตร เป็นต้น

รีเอเจนต์

1. น้ำกลั่น

น้ำกลั่นจะต้องมีคุณภาพดีกลั่นจากเครื่องกลั่นที่ทำด้วยแก้ว และมีปริมาณทองแดง (copper) น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และต้องปราศจากคลอรีน คลอรามิน ความเป็นด่างเนื่องจาก ไฮดรอกไซด์ อินทรีย์สารและกรดต่างๆ

2. สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (Phosphate Buffer)

วิธีการเตรียม

ละลายโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (Potassium Dihydrogen Phosphate; KH_2PO_4) หนัก 8.5 กรัม ไดโพแทสเซียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (DiPotassium Hydrogen Phosphate; K_2HPO_4) หนัก 21.75 กรัม ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตเฮปตาไฮเดรต (Disodium Hydrogen Phosphate heptahydrate; $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) หนัก 33.4 กรัมและแอมโมเนียมคลอไรด์ (Ammonium Chloride; NH_4Cl) หนัก 1.7 กรัม ในน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร แล้วทำให้เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร สารละลายนี้จะมีค่าพีเอช (pH Value) เท่ากับ 7.2

3. สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium Sulfate Solution)

วิธีการเตรียม

ละลายแมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดรต (Magnesium Sulfate heptahydrate; $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) หนัก 22.5 กรัมในน้ำกลั่น แล้วทำให้เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร

4. สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride Solution)

วิธีการเตรียม

ละลายแอนไฮดรัสแคลเซียมคลอไรด์ (anhydrous Calcium Chloride; CaCl_2) หนัก 27.5 กรัม ในน้ำกลั่น แล้วทำให้เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร

5. สารละลายไอร์ออน (III) คลอไรด์ (Ferric Chloride or Iron (III) Chloride Solution)

วิธีการเตรียม

ละลายไอร์ออน (III) คลอไรด์เฮกซะไฮเดรต (Ferric Chloride hexahydrate; $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 0.25 กรัม ในน้ำกลั่น แล้วทำให้เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร

6. สารละลายกรดและด่าง เข้มข้น 1 โมล/ลิตร

ใช้สำหรับปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Value) ของตัวอย่างน้ำที่เป็นกรดและด่างให้เป็น กลางก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์

7. สารละลายแมงกานีสซัลเฟต (Manganese(II) Sulfate Solution)

วิธีการเตรียม

ละลายแมงกานีสซัลเฟตเตตราไฮเดรต (Manganese (II) Sulfate tetrahydrate; $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) หนัก 480 กรัมหรือแมงกานีสซัลเฟตไดไฮเดรต (Manganese (II) Sulfate Dihydrate; $\text{MnSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) หนัก 364 กรัมในน้ำกลั่น กรอง แล้วทำให้เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร สารละลาย นี้จะต้องไม่เกิดสีกับน้ำเป้งเมื่อเติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอดีนในสภาพที่เป็นกรด

8. สารละลายอัลคาไล-ไอโอไดด์-เอไซด์ (Alkali-iodide-azide reagent)

วิธีการเตรียม กระทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 :

ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide; NaOH) หนัก 500 กรัม และโซเดียมไอโอไดด์ (Sodium Iodide; NaI) หนัก 135 กรัม [หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium Hydroxide; KOH) หนัก 700 กรัม และโพแทสเซียมไอโอไดด์ (Potassium Iodide; KI) หนัก 150 กรัม] ในน้ำกลั่นแล้วทำให้เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร หลังจากนั้นเติมโซเดียมเอไซด์ (Sodium Azide; NaN_3) หนัก 10 กรัม ซึ่งละลายในน้ำกลั่นจำนวน 40 มิลลิลิตร ก่อนที่จะใช้เติมลงในสารละลายที่เตรียมไว้ข้างต้น สารละลายนี้ไม่ควรเกิดสีกับน้ำแป้งเมื่อทำให้เป็นกรดหรือทำให้เจือจาง

วิธีที่ 2 :

ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หนัก 400 กรัมในน้ำกลั่นซึ่งต้มไล่คาร์บอนไดออกไซด์ และทำให้เย็นเท่ากับอุณหภูมิห้องแล้ว 500 มิลลิลิตร เมื่อละลายจะเกิดความร้อนขึ้น ทิ้งไว้ให้เย็นเล็กน้อยเติมโซเดียมไอโอไดด์ หนัก 900 กรัม ละลายโซเดียมเอไซด์ หนัก 10 กรัมในน้ำกลั่น 40 มิลลิลิตร แล้วเทลงในสารละลายข้าง ถ้าปริมาตรของสารละลายที่เตรียมยังไม่ถึง 1 ลิตรทำให้เจือจางเป็น 1 ลิตร แต่ในทางปฏิบัติสารละลายที่เตรียมขึ้นนี้จะมามีปริมาตรเกิน 1 ลิตร เล็กน้อยอยู่แล้วโดยไม่ต้องทำให้เจือจางลงอีก เนื่องจากมีความเข้มข้นของเกลือที่ละลายอยู่สูง

9. สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต (Standard Sodium Thiosulfate Solution)

เข้มข้น 0.025 โมล/ลิตร

วิธีการเตรียม

ละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเฮปตาไฮเดรต ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) หนัก 6.205 กรัม ในน้ำกลั่นเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 6 โมล/ลิตร จำนวน 1.5 มิลลิลิตร หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ หนัก 0.4 กรัม แล้วทำให้เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร สารละลายนี้จะต้องนำมาหาความเข้มข้นที่แน่นอน (Standardization) ด้วยสารละลายปอไอโอเดต (Potassium Hydrogen Biiodate)

10. กรดซัลฟิวริกเข้มข้น

11. น้ำแป้ง

วิธีการเตรียม

ละลายแป้ง (soluble starch) หนัก 2 กรัม ในน้ำกลั่นที่ร้อน จำนวน 100 มิลลิลิตร และกรดซาลิไซลิก (salicylic acid) หนัก 0.2 กรัม เพื่อให้เก็บได้นาน

12. สารละลายโซเดียมซัลไฟต์ 0.0125 โมล/ลิตร

วิธีการเตรียม

ละลายแอนไฮดรัส โซเดียมซัลไฟต์(Sodium Sulfite; Na_2SO_3) 1.575 กรัมในน้ำกลั่น 1000 มิลลิลิตร(สารละลายนี้ไม่อยู่ตัวต้องเตรียมในวันที่จะใช้เท่านั้น)

13. สารละลายมาตรฐานไบโอไอโอเดต 0.0021 โมล/ลิตร (Standard Bi-iodate Solution)

วิธีการเตรียม

ละลาย Potassium Hydrogen Biiodate [$\text{KH}(\text{IO}_3)_2$] หนัก 812.4 มิลลิกรัม ในน้ำกลั่น แล้วทำให้เจือจางเป็น 1000 มิลลิลิตร

การหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต

ละลาย KI ประมาณ 2 กรัม ด้วยน้ำกลั่น 100 - 150 มิลลิลิตร ในขวดเออร์เลนเมเยอร์ เดิมกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 3 โมล/ลิตร จำนวน 1 มิลลิลิตร หรือกรดซัลฟิวริกเข้มข้น (Concentrated Sulfuric Acid; 36 M) จำนวน 2 -3 หยด และสารละลายมาตรฐานไบโอไอโอเดตเข้มข้น 0.0021 โมล/ลิตร จำนวน 20 มิลลิลิตร แล้วทำให้เจือจางเป็น 200 มิลลิลิตร ตีเตรทไอโอดีนซึ่งถูกขับออกมาด้วยสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่เตรียมไว้ เติมน้ำแป้งเมื่อใกล้ถึงจุดยุติ (end of titration) สังเกตจากสีของสารละลายมีสีเหลืองอ่อน ถ้าสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตมีความเข้มข้น 0.025 โมล/ลิตร ปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ในการตีเตรทจะเท่ากับ 20 มิลลิลิตรพอดี ถ้าปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ในการตีเตรทเป็นอย่างอื่นให้คำนวณหาความเข้มข้นได้ตามสมการ (31) และถ้าความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตไม่ได้ค่าดังกล่าว อาจจะปรับความเข้มข้นให้เท่ากับ 0.025 โมล/ลิตร หรืออาจจะใช้ความเข้มข้นที่ได้นั้นเลยก็ได้

การคำนวณ

ความเข้มข้นของละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเป็น โมลาร์(Molarity) คือ

$$M_f = (12V_p M_p) / V_f \quad \text{-----}(31)$$

- เมื่อ
- M_f = ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเป็น โมลาร์
 - V_f = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้เป็นมิลลิลิตร
 - V_p = ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานไบโอไอโอเดตที่ใช้เป็นมิลลิลิตร
 - M_p = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานไบโอไอโอเดตเป็น โมลาร์

สำหรับกรณีที่ใช้สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตเป็นสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ จะสามารถคำนวณความเข้มข้นของละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเป็น โมลาร์(Molarity) ได้ดังสมการ (32)

$$M_f = (6V_i M_i) / V_f \quad \text{-----}(32)$$

เมื่อ	$M_f =$	ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตเป็นโมลาร์
	$V_f =$	ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้เป็นมิลลิลิตร
	$V_i =$	ปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตที่ใช้เป็นมิลลิลิตร
	$M_i =$	ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไอโอเดตเป็นโมลาร์

การเตรียมตัวอย่างน้ำก่อนการวิเคราะห์ (Sample pretreatment)

1. ในกรณีที่ตัวอย่างน้ำไม่เป็นกลางจะต้องปรับให้ตัวอย่างน้ำโดยใช้กรดซัลฟิวริก 0.5 โมล/ลิตรหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมล/ลิตร โดยจะต้องปรับให้มีพีเอชอยู่ในช่วงระหว่าง 6.5 - 7.5
2. ในกรณีที่ตัวอย่างน้ำมีคลอรีนตกค้าง(Residual Chlorine) จะต้องกำจัดออกก่อน โดยปกติกคลอรีนตกค้างจะลดลงเองเมื่อตั้งตัวอย่างน้ำทิ้งไว้ 1 - 2 ชั่วโมง แต่ในตัวอย่างซึ่งมีคลอรีนตกค้างในปริมาณมากจะต้องกำจัดทิ้งไปโดยการเติมสารละลายโซเดียมซัลไฟต์ซึ่งจะสามารถทราบปริมาณสารละลายโซเดียมซัลไฟต์ว่าต้องเติมไปเท่าใดโดยนำตัวอย่างน้ำมาในปริมาณที่เหมาะสม (ระหว่าง 100 - 1000 มิลลิลิตร) เติมกรดอะซิติก (1 + 1) หรือกรดซัลฟิวริก (1+50) 10 มิลลิลิตร เติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 10 มิลลิลิตร (เตรียมโดยละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ 10 กรัมในน้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร) แล้วตีเตรตด้วยสารละลายโซเดียมซัลไฟต์ 0.0125 โมล/ลิตร โดยใช้น้ำแบ่งไอโอไดด์เป็นอินดิเคเตอร์ จากนั้นก็จะทราบปริมาณของโซเดียมซัลไฟต์ที่ใช้เติมลงไปในตัวอย่างไม่กี่วินาที หลังจากเติมสารละลายโซเดียมซัลไฟต์ตามปริมาณที่คำนวณได้ลงในตัวอย่างแล้ว กวนให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 10 - 20 นาที
3. ในกรณีที่ตัวอย่างน้ำมีสารพิษเจือปนอยู่ เช่น น้ำทิ้งจากโรงงานชุบโลหะซึ่งจะมีโลหะหนักในน้ำทิ้งมากทำให้เชื้อไม่เจริญเติบโตอย่างเพียงพอ ในกรณีนี้จะต้องศึกษาหาทางแก้ไขต่อไป เป็นต้น
4. ในกรณีที่จะต้องยับยั้งการเกิด Nitrification ให้เติม 2-chloro-6-(trichloromethyl) pyridine จำนวน 3.33 มิลลิกรัม ลงในขวดบีโอดีก่อนปิดฝา หรืออาจจะเติมลงในน้ำเจือจางก็ได้โดยให้มีปริมาณ 2-chloro-6-(trichloromethyl) pyridine ในน้ำเจือจาง เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ที่ใช้โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ วิธีโดยตรง (Direct Method) และ วิธีเจือจาง (Indirect or Dilution Method)

1 วิธีตรง (Direct Method)

ใช้ในกรณีที่คาดว่าตัวอย่างน้ำมีค่าบีโอดีน้อยกว่า 7 มิลลิกรัม/ลิตร ทำได้ดังนี้

- 1.1 นำตัวอย่างน้ำที่เตรียมแล้วตามที่แสดงในหัวข้อการเตรียมตัวอย่างน้ำก่อนการวิเคราะห์ มาปรับอุณหภูมิให้ได้ประมาณ 20 องศาเซลเซียส
- 1.2 เติมอากาศให้มีออกซิเจนอิ่มตัว (ใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาที)
- 1.3 รินตัวอย่างน้ำลงในขวดบีโอดีจนเต็มอย่างน้อย 3 ขวด โดยจะต้องระวังไม่ให้มีฟองอากาศในขวดบีโอดีหลังจากปิดจุกให้สนิทแล้ว คุให้แน่ใจว่ามีน้ำหล่อที่ปากขวด นำขวดหนึ่งมาหาปริมาณออกซิเจนละลายก่อน ส่วนอีกสองขวดนำไปอินคิวเบตที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5 วัน
- 1.4 หลังจาก 5 วันแล้ว นำตัวอย่างน้ำนั้นมาหาปริมาณออกซิเจนละลายที่เหลืออยู่
- 1.5 การคำนวณ

$$BOD = D_1 - D_2 \quad \text{-----}(30)$$

เมื่อ BOD = ค่าบีโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร)
 D_1 = ปริมาณออกซิเจนละลายที่ติเตรตได้ในวันแรก (มิลลิกรัม/ลิตร)
 D_2 = ปริมาณออกซิเจนละลายที่ติเตรตได้ในวันที่ 5 (มิลลิกรัม/ลิตร)

2 วิธีเจือจาง (Dilution Method)

ในกรณีที่คาดว่าตัวอย่างน้ำมีความสกปรกสูง (มีค่าบีโอดีมากกว่า 7 มิลลิกรัม/ลิตร) เราไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ค่าบีโอดีได้โดยตรง เนื่องจากออกซิเจนในตัวอย่างน้ำจะมีไม่เพียงพอสำหรับจุลินทรีย์ในการใช้เพื่อย่อยสลาย จึงมีความจำเป็นต้องทำให้ตัวอย่างน้ำที่สกปรกเจือจางลงโดยใช้น้ำผสมเจือจาง (dilution water) โดยให้น้ำตัวอย่างที่เจือจางแล้วมีความสกปรกน้อยกว่า 7 มิลลิกรัม/ลิตร และควรทำหลาย ๆ ความเข้มข้น

2.1 การเตรียมน้ำเจือจาง

- 2.1.1 นำน้ำกลั่นที่ปราศจากสารมีพิษ (กลั่นจากเครื่องกลั่นแก้ว) มาปรับอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 20 ± 1 องศาเซลเซียส
- 2.1.2 ปรับคุณภาพให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของจุลินทรีย์โดยเติมสารละลายฟอสเฟตบัพเฟอร์ แมกนีเซียมซัลเฟต แคลเซียมคลอไรด์และไอโรออน(III) คลอไรด์ อย่างละ 1 มิลลิลิตรต่อน้ำกลั่น 1 ลิตร

- 2.1.3 เติมอากาศให้มีออกซิเจนละลายอิมตัว
- 2.2 การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ (seed)
เพื่อให้ได้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายอย่างเต็มที่ จำเป็นจะต้องเลือกหัวเชื้อที่เหมาะสมกับตัวอย่างน้ำแต่ละชนิด โดยทั่วไปใช้น้ำจากส้วมหรือน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อมาก่อนเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์
- 2.3 การเจือจาง
เนื่องจากการวิเคราะห์ค่าบีโอดีอาศัยปฏิกิริยาทางชีวเคมี โดยมีจุลินทรีย์เป็นตัวกลางในการย่อยสลาย สภาวะแวดล้อมในตัวอย่างน้ำจะมีผลต่อการวิเคราะห์อย่างมากเป็นผลทำให้ค่าบีโอดีที่ได้มีความผันแปรสูง การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำใดๆจึงมักทำการเจือจางตัวอย่างน้ำหลายๆความเข้มข้น (โดยทั่วไปไม่น้อยกว่า 3 ความเข้มข้น) ส่วนอัตราส่วนในการผสมเจือจางอาจจะประมาณการได้จากชนิดของตัวอย่าง ลักษณะของตัวอย่าง หรือข้อมูลของแหล่งน้ำตัวอย่าง เช่น น้ำทิ้งจากโรงงานที่เก็บมานั้นเป็นโรงงานประเภทใด เป็นน้ำที่เก็บจากชั้นตอนใด โรงงานประกอบกิจการอะไร ในขณะที่เก็บตัวอย่างมีการใช้วัตถุพิษชนิดใด เป็นต้น ซึ่งอาจจะใช้ข้อมูลในตารางที่ 3 เพื่อประกอบในการประมาณอัตราการเจือจางก็ได้ ส่วนช่วงการวิเคราะห์ค่าบีโอดีและอัตราการเจือจาง (%Mixture) แสดงไว้ในตารางที่ 4 เมื่อได้อัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจึงทำการเจือจางตัวอย่างน้ำ ดังนี้
- 2.3.1 ค่อยๆรินน้ำเจือจางลงในกระบอกตวง (ขนาด 1000 มิลลิลิตร) ประมาณ 500 มิลลิลิตร โดยให้น้ำค่อยๆไหลลงตามข้างกระบอกตวง
- 2.3.2 เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ลงในกระบอกในกรณีที่ต้องเติม
- 2.3.3 เติมตัวอย่างน้ำตามส่วนที่คำนวณได้เพื่อให้ได้ตัวอย่างน้ำหลังจากที่เจือจางแล้วมีความสกปรกน้อยกว่า 7 มิลลิกรัม/ลิตร
- 2.3.4 เติมน้ำเจือจางลงไปในกระบอกตวงจนครบ 1000 มิลลิลิตร กวนให้เข้ากันโดยใช้แท่งแก้วเสียบจุกยางไว้ที่ปลายชักขึ้นลงเบาๆ โดยจะต้องระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศ
- 2.3.5 ค่อยๆรินตัวอย่างที่ผสมเข้ากันดีแล้วนี้ลงในขวดบีโอดีที่แห้งและสะอาดจนเต็มขวดทั้ง 3 ขวด โดยจะต้องระวังไม่ให้มีฟองอากาศในขวดบีโอดีหลังจากปิดจุกให้สนิทแล้ว ขวดที่หนึ่งนำไปวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนละลายวันแรก ส่วนอีกสองขวดนำไปอินคิวเบตที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน ก่อนนำไปอินคิวเบตให้ตรวจดูว่ามีน้ำหล่อที่ปากขวดและควรตรวจดูทุกวันอย่าให้แห้ง (ถ้าแห้งให้เติมด้วยน้ำเจือจาง)
- 2.4 การบ่มหรือการอินคิวเบต (Incubation)
หลังจากอินคิวเบตที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ในที่มีครบ 5 วันแล้ว นำมาหาปริมาณออกซิเจนละลาย ตัวอย่างที่ใช้ได้จะต้องมีปริมาณออกซิเจนละลายเหลืออยู่อย่างน้อย 1 มิลลิกรัม/ลิตรและมีการใช้ออกซิเจนไปอย่างน้อย 2 มิลลิกรัม/ลิตร

2.5 การแก้ค่าเนื่องจากเติมหัวเชื้อ (seed correction)

ถ้ามีการใส่หัวเชื้อจะต้องนำหัวเชื้อมาทำให้เจือจางแล้วนำไปอินคิวเบทเช่นเดียวกับตัวอย่างน้ำ หลังจากนั้นนำมาหาค่าการใช้ออกซิเจนหลังจาก 5 วัน

2.6 การตรวจสอบคุณภาพน้ำเจือจาง (dilution water)

เติมน้ำเจือจางที่ยังไม่ได้ใส่หัวเชื้อลงในขวดบีโอดี 3 ขวด ขวดหนึ่งนำไปหาปริมาณออกซิเจนละลายก่อน อีก 2 ขวด ปิดจุกนำไปอินคิวเบท หลังจากนั้นนำมาหาค่าการใช้ออกซิเจนไป หลังจากอินคิวเบท 5 วันที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และไม่ต้องนำไปใช้ในการคำนวณ ผลต่างของปริมาณออกซิเจนละลายก่อนและหลัง 5 วันที่ 20 องศาเซลเซียส ไม่ควรเกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร และจะยิ่งดีมากถ้าไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร

2.7 สารละลายมาตรฐานกลูโคส - กรดกลูตามิก (glucose-glutamic acid Solution)

เนื่องจากน้ำกลั่นที่ใช้ อาจจะมีสารพิษเจือปนอยู่ซึ่งมาจากเครื่องมือที่ใช้กลั่นน้ำ (โดยทั่วไปจะใช้เครื่องกลั่นแก้ว) โดยเฉพาะทองแดงซึ่งจะทำให้หัวเชื้อมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายลดลง มีผลทำให้ค่าบีโอดีที่ได้ต่ำกว่าความเป็นจริง และเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินการวิเคราะห์ว่าถูกต้องหรือไม่ จึงควรตรวจสอบโดยใช้สารอินทรีย์บริสุทธิ์ที่ทราบค่าบีโอดีแล้ว สารประกอบมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไป คือ กลูโคส และกรดกลูตามิก ทั้งนี้เนื่องจากกลูโคสถูกออกซิไดส์ได้ง่ายและใช้ได้กับหัวเชื้อทั่วไป แต่มีข้อเสียคือกลูโคสมีอัตราการออกซิไดส์ไม่คงที่ (ประมาณ 0.5 -0.9 กรัมบีโอดีต่อกรัมกลูโคส) อย่างไรก็ตามเมื่อผสมกลูโคสกับกรดกลูตามิกในอัตราส่วน 1 : 1 โดยน้ำหนัก จะทำให้อัตราการออกซิไดส์ของสารผสมนี้คงที่และทำให้ได้สารละลายที่มีสมบัติคล้ายกับน้ำเสียจากชุมชน

วิธีการเตรียม

การเตรียมสารละลายมาตรฐานกลูโคสและกรดกลูตามิก ทำได้โดยการละลายกลูโคสและกรดกลูตามิก (ซึ่งได้อบแห้งที่ 103 องศาเซลเซียส นาน 1 ชั่วโมงแล้ว) อย่างละ 150 มิลลิกรัม ในน้ำกลั่น และเจือจางจนได้ปริมาตร 1000 มิลลิลิตร สารละลายนี้จะมีค่าบีโอดี เท่ากับ 220 ± 10 มิลลิกรัมต่อลิตร

วิธีการวิเคราะห์

ดูดสารละลายที่เตรียมมา 5 มิลลิลิตรใส่ขวดบีโอดีจำนวน 3 ขวด เติมน้ำผสมเจือจางที่ใส่หัวเชื้อแล้วลงไปจนเต็ม ปิดจุกให้แน่น ขวดหนึ่งนำไปดิเทรทหาปริมาณออกซิเจนละลายวันแรก อีก 2 ขวดนำไปอินคิวเบทที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส นาน 5 วันจากนั้นนำมาหาค่าออกซิเจนที่ใช้ไป (Oxygen Depletion) และคำนวณค่าบีโอดีซึ่งค่าบีโอดีที่ได้ อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของหัวเชื้อที่เติมลงไป ผลการศึกษาวิเคราะห์ที่มีผู้ศึกษาไว้แสดงไว้ในตารางที่ 5

ตารางที่ 3 Dilution and Type of Sample

Dilution	Type of sample
0.1 - 1.0 %	Strong industrial wastes
1 - 5 %	Raw & settled wastewater
5 - 25 %	Biologically treated effluent
25 - 100 %	Polluted river water

ตารางที่ 4 BOD Measurable with various dilutions of sample

% mixture	Range of BOD	ml sample in 300 mL BOD bottle	Range of BOD
0.01	20000 - 70000	0.02	30000 - 105000
0.02	10000 - 35000	0.05	12000 - 42000
0.05	4000 - 14000	0.10	6000 - 21000
0.1	2000 - 7000	0.20	3000 - 10500
0.2	1000 - 3000	0.50	1200- 4200
0.5	400 - 1400	1.0	600 - 2100
1.0	200 - 700	2.0	300 - 1050
2.0	100 - 350	5.0	100 - 420
5.0	40 - 140	10.0	60 - 210
10.0	20 - 70	20.0	30 - 105
20.0	10 - 35	50.0	12 - 42
50.0	4 - 14	100	6 - 21
100	0 - 7	300	0 - 7

ตารางที่ 5 Effect of Seed Type and Quality on BOD Results
(True value 220 ± 10 mg/L)

Type of Seed	5 - day Seed Correction (mg/l)	Mean 5 - day BOD (mg/l)	Standard Deviation (mg/l)
Settled fresh sewage	> 0.6	218	± 11
Settled stale sewage	> 0.6	207	± 8
River water (4 sources)	0.05 - 0.22	224 - 242	$\pm 7 - 13$
Activated sludge effluent	0.07 - 0.68	221	± 13
Trickling filter effluent	0.2 - 0.4	225	± 8

2.8 ไอดีไอโอดี (Immediate Dissolved Oxygen Demand, IDOD)

สารประกอบพวกเฟอร์รัสไอออน [Iron (II) compound] ซัลไฟด์ (sulfide compounds) และอัลดีไฮด์ (Aldehydes) สามารถถูกออกซิไดซ์โดยออกซิเจนถ้ามีอยู่ในตัวอย่างน้ำโดยจะทำให้ปริมาณการใช้ออกซิเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาด้วย ปริมาณการใช้ออกซิเจนทั้งหมดของสารดังกล่าว สามารถหาได้โดยการคำนวณหาปริมาณออกซิเจนละลายเริ่มต้น (Initial dissolved oxygen) หรือโดยใช้ผลบวกของปริมาณออกซิเจนละลายที่ถูกใช้ไปในตัวอย่างที่ทำให้เจือจางแล้วเป็นเวลา 15 นาที (Immediate dissolved oxygen demand, IDOD) และค่าบีไอดี 5 วันแต่ต้องทราบเสียก่อนว่าค่าไอดีไอโอดีอาจเกิดขึ้นในขณะที่ทำการเติมกรดลงไปเพื่อให้เกิดไอโอดีนอิสระ (free I_2) ในการวิเคราะห์ออกซิเจนละลายโดยวิธีไอโอโดเมตริกก็ได้

วิธีทำ

ต้องหาปริมาณออกซิเจนละลายของตัวอย่าง (ส่วนมากเป็นศูนย์) และออกซิเจนละลายของน้ำผสมเจือจางก่อนแล้วจึงนำตัวอย่างนั้นมาทำให้เจือจางด้วยน้ำผสมเจือจาง ตั้งทิ้งไว้ 15 นาที จึงทำการหาปริมาณออกซิเจนละลายของตัวอย่างที่ทำให้เจือจางแล้ว คำนวณหาปริมาณออกซิเจนละลายของตัวอย่างที่ทำให้เจือจางลงนี้ จากนั้นสามารถหาค่าไอดีไอโอดี (มิลลิกรัม/ลิตร) ของตัวอย่างได้โดยเอาปริมาณออกซิเจนละลายที่คำนวณได้ลบด้วยปริมาณออกซิเจนละลายที่หาได้หลังจากตั้งทิ้งไว้ 15 นาที

2.9 การหาปริมาณออกซิเจนละลาย

การหาปริมาณออกซิเจนละลายในวันแรกและวันหลังหลังจากอินคิวเบทแล้ว 5 วัน
ใช้วิธีเดียวกับการวิเคราะห์หาออกซิเจนละลาย

2.10 การคำนวณ

(1) ค่า บีไอดี

$$\text{บีไอดี (มิลลิกรัม/ลิตร)} = [(D_1 - D_2) - (B_1 - B_2)f]/F \quad \text{-----}(31)$$

(2) ค่า บีไอดี เมื่อคิด ไอดีไอดี

$$\text{บีไอดี (มิลลิกรัม/ลิตร)} = (D_c - D_2)/F \quad \text{-----}(32)$$

(3) ค่า ไอดีไอดี

$$\text{ไอดีไอดี} = (D_c - D_1)/F \quad \text{-----}(33)$$

เมื่อ

p = decimal volumetric fraction of dilution water used

F = decimal volumetric fraction of sample used

D_0 = DO of original dilution water

D_1 = DO of diluted sample 15 minutes after preparation

D_2 = DO of diluted sample after incubation

S = DO of original undiluted sample

D_c = DO available in dilution at zero time = $pD_0 + FS$

B_1 = DO of dilution of seed control before incubation

B_2 = DO of dilution of seed control after incubation

f = ratio of seed in sample to seed in control = $(\% \text{ seed in } D_1)/(\% \text{ seed in } B_1)$

Seed correction = $(B_1 - B_2)f$